

# Catálogo

# Insumos de Esterilización

Indicadores



**PRO-CLINIC**  
EQUIPOS E INSUMOS MEDICOS

## Indicadores de esterilización

- [Sello plástico para contenedor con control de viraje](#)
- [Sello universal con control de viraje](#)
- [Rollo de control externo vapor](#)
- [Control para lavadora ultrasónica](#)
- [Integrador tipo 4](#)
- [Indicador tipo 5](#)
- [Emulador de priones](#)
- [Control interno clase 1 de H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>](#)

❖ [Contacto](#)

## Sello plástico para contenedor con control

MARCA	: INTERLOCK
PROCEDENCIA	: ALEMANIA
PRESENTACIÓN	: BOLSA DE 1000 UNIDADES

### DESCRIPCIÓN

- Sello plástico tipo candado, con testigo de viraje
- Plástico resistente a altas temperaturas, libre de latex
- Color amarillo



[ÍNDICE](#) 

# Sello universal con control

**MARCA** : INTERLOCK  
**PROCEDENCIA** : ALEMANIA  
**PRESENTACIÓN** : CAJA 1000 UNIDADES

## DESCRIPCIÓN

- Sello largo con control
- Color azul
- Largo 22 cm



[ÍNDICE](#) 

# Rollo de control externo vapor

MARCA : STERILPAK  
PROCEDENCIA : CHINA  
PRESENTACIÓN : CAJA 48 UNIDADES

## DESCRIPCIÓN

- Rollo control externo vapor
- Presentación caja de 48 unidades
- Cada rollo viene en empaque sellado
- Cumple con normas CE e ISO111401

## DIMENSIONES

Ancho : 19 milímetros  
Largo : 50 metros



[ÍNDICE](#) 

# Control para lavadora ultrasónica

MARCA : SONOCHECK  
PROCEDENCIA : USA  
PRESENTACIÓN : CAJA 30 UNIDADES

## DESCRIPCIÓN

- Para ser utilizado en lavadoras ultrasónicas.
- No contaminante para la cuba.
- Indicador de lavado ultrasónico por cavitación.
- Este producto prueba la energía de cavitación y su poder de limpieza.
- El cambio de color de verde a amarillo indica que la energía de cavitación del proceso ha sido suficiente.
- El test debe ser colocado junto con la carga del instrumental.



[ÍNDICE](#) 

# Indicador multiparámetro tipo 4

MARCA	: FAMOS
PROCEDENCIA	: ALEMANIA
PRESENTACIÓN	: SOBRE CON 1000 UNIDADES

## DESCRIPCIÓN

- Los indicadores multiparámetros se depositan en las bolsas, packs o contenedores junto con los instrumentos a esterilizar, de esa forma muestran si se cumplen todas las condiciones de esterilización dentro del paquete o contenedor.
- Da una garantía en el quirófano sobre la esterilidad de los instrumentos, justo antes de su uso.
- Fácil de comprobar el cambio de color ya que el color de referencia está impreso en el integrador.
- Integradores de vapor para 134°C/3,5 min. 250



## Integrador de vapor tipo 5

MARCA : FAMOS  
PROCEDENCIA : ALEMANIA  
PRESENTACIÓN : CAJA 250 UNIDADES

### DESCRIPCIÓN

- Los integradores se depositan en las bolsas, packs o contenedores junto con los instrumentos a esterilizar, de esa forma muestran si se cumplen todas las condiciones de esterilización dentro del paquete o contenedor.
- Da una garantía en el quirófano sobre la esterilidad de los instrumentos, justo antes de su uso.
- Fácil de comprobar el cambio de color ya que el color de referencia está impreso en el integrador.
- Integradores de vapor para 134°C/3,5 min. 250




[ÍNDICE](#) 

# Emulador de priones

MARCA : FAMOS  
PROCEDENCIA : ALEMANIA  
PRESENTACIÓN : CAJA 50 UNIDADES

## DESCRIPCIÓN

- Los emuladores de priones están especialmente diseñados para comprobar la combinación de tiempo y temperatura para ciclos de priones.
- 134° C -18 minutos.




[ÍNDICE](#) 

## Control interno clase 1 peróxido de hidrogeno

MARCA : FAMOS  
PROCEDENCIA : ALEMANIA  
PRESENTACIÓN : CAJA 250 UNIDADES

### DESCRIPCIÓN

- Los integradores se depositan en las bolsas, packs o contenedores junto con los instrumentos a esterilizar, de esa forma muestran si se cumplen todas las condiciones de esterilización dentro del paquete o contenedor.
- Da una garantía en el quirófano sobre la esterilidad de los instrumentos, justo antes de su uso.
- Fácil de comprobar el cambio de color ya que el color de referencia está impreso en el integrador.
- 55° C 8 minutos.



[ÍNDICE](#) 

## PARA MAS INFORMACIÓN O CONSULTAS

MariaJose león

[mj.leon@pro-clinic.cl](mailto:mj.leon@pro-clinic.cl)

[info@pro-clinic.cl](mailto:info@pro-clinic.cl)

TEL 224745022

+56973980980

[ÍNDICE](#) 